



Mesa de exames com suporte para papel

Imagem meramente ilustrativa, similar ao real.

A Líder Balanças apresenta em sua linha de produtos a mesa de exames LD04, a qual pode ser fabricada em aço carbono tratado e pintado ou totalmente em aço inoxidável AISI-304. Um produto criado com a experiência no mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente a fabricação de produtos, destinados à satisfação das necessidades de nossos clientes.

A mesa para exames possui suporte para papel, visando manter a higiene da mesma, ajuste de inclinação do encosto, acabamento sanitário pintado ou escovado (quando em aço inox), desenvolvida a partir de conceitos modernos, possuindo alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de alta confiabilidade e durabilidade, com grande versatilidade e robustez.

Possui ainda a vantagem de ter um baixo custo e também ser indicada para trabalho em locais estéreis, devido a ser totalmente lavável e higienizável, podendo ser utilizada em hospitais, laboratórios, consultórios, clínicas médicas, centros de acupuntura e fisioterapia e em muitos outros locais.

Principais benefícios

- Facilidade de utilização, sendo um produto resistente, leve e robusto;
- Acabamento sanitário em aço carbono pintado ou em aço inoxidável AISI 304 escovado;
- Simplicidade e baixo custo de manutenção;
- Suporte de rolo de papel para cobertura da superfície da mesa;
- Assistência técnica em todo o Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de controle e precisão nos processos internos de montagem e fabricação, garantindo uma qualidade insuperável ao produto LD04, além de um design moderno e funcional, sendo fabricado com material extremamente resistente e durável.

Especificações Gerais	
Material	Estrutura constituída de barras de metalon 30 x 40 com espessura de 1,2mm em aço-carbono ou em aço inoxidável AISI-304 (conforme a escolha do cliente). Produto todo soldado, sem parafusos e com pés firmes que impossibilitam o deslocamento da mesa.
Estrutura mecânica	Estrutura com grande estabilidade e com suporte para rolo de papel, garantindo um produto de excelente qualidade e durabilidade; Encosto de cabeça móvel com 3 níveis de inclinação, podendo ficar totalmente reto;
Acabamento	Acabamento sanitário tratado e pintado (branco ou cinza) ou ainda escovado (quando em aço inoxidável); Partes de contato do corpo revestidas em courvim;
Capacidade	160kg;
Dimensões	C = 1800mm (180cm) x L = 660mm (66cm) x A = 830mm (83cm); C = Comprimento; L = Largura; A = Altura;

Principais aplicações, e observações de uso	
Indicações	Ideal para utilização em hospitais, laboratórios, consultórios e clínicas ginecológicas, centros cirúrgicos e em muitos outros locais.
Observações de uso	Recomendamos que o produto seja periodicamente higienizado, para evitar o acúmulo de impurezas e detritos. Procure sempre utilizar água e detergente neutro ou água com vinagre branco (proporção de 1 litro de água para 1 xícara de vinagre), evitando o uso de produtos abrasivos e/ou corrosivos ao aço inoxidável AISI-304 (hipocloritos e outros desinfetantes similares). Em caso de necessidades de limpeza especiais, utilize as normas aplicáveis a limpeza do produto em questão ou procedimentos internos estabelecidos em sua organização. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo.

Garantia	
Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial.	

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: <http://www.liderbalancas.com.br>, ou através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br.